



Behov:

- Påvisning av vanlige parasitter/behandle innvollparasitter/ behandling
- Konstatere parasittsmitte/gjødselprøver for eggteiling/tidspunkt for behandling

Mål:

Telling av fekale egg ved hjelp av et bildebasert diagnoseplattform, uten at en trenger laboratorium

Beskrivelse:

FECPAK G2-sett er en diagnostisk plattform for telling av fekale egg.

Man trenger ikke sende avføringsprøver til et laboratorium.


Prøvetaking kan utføres når som helst, og bilder lastes opp via dataprogrammet.

Fremgangsmåte:

Samle inn ferske gjødselprøver

Detaljert instruks som viser fremgangsmåten følger med,.

Personen som laster opp prøvebildene får svar innen 24 timer



Land:

UK




Produksjonssystem


:
Sau og geit

Lenke:

[FECPAKG2 technology for easy and accurate Faecal Egg Count testing. \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=...)



13.



Du trenger internet for å laste opp bildene
(<https://online.fecpkg2.com/login>)

Fordeler:

- Kan hjelpe å optimalisere snylterbehandling og brukes til å sjekke om behandlingen har virket
- Hvem som helst kan gjøre det, uten laboratoriefasiliteter
- Kjappe resultater

Kostnader/ utfordringer

- Trenger internetforbindelse
- Trenger en annen protokoll og annet utstyr for å diagnostisere leverikt
- Trenger abonnement

- Lett å bruke? Fra 1 (vanskelig) til 10 (enkelt)



- Verdi for pengene (for denne typen gårdsbruk)? Kanskje
- Anbefaler du teknologien til andre typer gårder? Ja



Det vil ta 8 år før 58% har tatt det i bruk i UK.



www.smartplatform.network