

Lactocorder TT



Lactocorder-TT



Lactocorder-TT



Lactocorder-TT



Piimamõõdik-TT



Lactocorder-TT




לקטוקורדר-TT




Qu'est-ce que c'est ?

What is it? / Cos'è? / Hva er det? / Mis see on?/ Mi ez?/ מה זה ? מה זה ?



C'est un compteur à lait qui permet de mesurer la quantité de lait par traite et par brebis. Divers paramètres sont disponibles en plus de la quantité de lait produit : conductivité, température du lait, durée et phases de traite (dont surtraite). Il est possible de suivre le cycle de lavage de la machine à traire.



It is a milk meter that measures the quantity of milk per milking and per ewe. Various parameters are available in addition to the quantity of milk produced: conductivity, milk temperature, duration and milking phases (including overmilking). It is possible to follow the washing cycle of the milking machine.



See on piimamõõtja, mis mõõtab piima kogust lüpsi ja ute kohta. Lisaks toodetud piima kogusele on saadaval erinevad parameetrid: juhtivus, piima temperatuur, kestus ja lüpsifaasid (sh ülelüpsmine). Võimalik on jälgida lüpsimasina pesutsüklit.



È un lattometro che misura la quantità di latte per mungitura e per pecora. Oltre alla quantità di latte prodotto sono disponibili diversi parametri: conducibilità, temperatura del latte, durata e fasi di mungitura (compresa la sovramungitura). È possibile seguire il ciclo di lavaggio della mungatrice.



Ez egy olyan tejmérő, amely fejésenként és anyajuhonként méri a tej mennyiségét. A kifejtett tej mennyiségen kívül számos paraméter áll rendelkezésre: vezetőképesség, tejhőmérséklet, időtartam és fejési fázisok (beleértve a túlfejést is). Lehetőség van a fejőgép mosási ciklusának követésére.



Det er en melkemåler som måler melkmengden per melking og per såye. Ulike parametere er tilgjengelige i tillegg til mengden melk som produseres: ledningsevne, melketemperatur, varighet og melkefaser (inkludert overmelking). Det er mulig å følge vaskesyklusen til melkemaskinen.




זו מד חלב שמודד את כמות החלב בחליבנה ולכובשה. פרמטרים שונים זמינים בנוסף לכמות החלב המיאורת: מוליכות, טמפרטורת החלב, משך ושלבי החליבנה (כולל חיליבת יתר). אפשר לעקוב אחר מחזור השטיפה של מכונת החליבנה.

Comment ça fonctionne ?

How does it work? / Come funziona? / Hvordan fungerer det? / Kuidas see toimib? / Hogy működik?/ ? איך זה עובד?



Les valeurs de débit de lait sont archivées dans le LactoCorder-TT toutes les 2,8 secondes et accessibles sous forme de graphiques de cinétiques de traite. Le logiciel LactoPro synthétise les valeurs de chaque traite en 81 paramètres exportables via Excel ou CSV. Les données de nettoyage sont également enregistrées.



Milk flow values are archived in the LactoCorder-TT every 2.8 seconds and accessible as milking kinetic graphs. The LactoPro software synthesizes the values of each milking into 81 parameters that can be exported via Excel or CSV. Cleaning data is also saved.



I valori del flusso di latte vengono archiviati nel LactoCorder-TT ogni 2,8 secondi e sono accessibili come grafici della cinetica di mungitura. Il software LactoPro sintetizza i valori di ogni mungitura in 81 parametri esportabili tramite Excel o CSV. Vengono salvati anche i dati di pulizia della macchina.



Melkestrømverdier arkiveres i LactoCorder-TT hvert 2,8 sekund og er tilgjengelige som melkekinetiske grafer. LactoPro-programvaren syntetiserer verdiene for hver melking til 81 parametere som kan eksporteres via Excel eller CSV. Rensedata lagres også.



A tejáramlási értékeket a LactoCorder-TT 2,8 másodpercenként archíválja, és az adatok fejéskinetikai grafikonként érhetők el. A LactoPro szoftver az egyes fejések értékeit 81 paramétere szintetizálja, amelyek Excel vagy CSV segítségével exportálhatók. Atiszítási adatok is mentésre kerülnek.



עדיין זרימת החלב מזוחנים ב-2.8 ל-2.8 LactoCorder-TT כל שניות ונגשים נורפם קיונים של חיליבנה. תוכנת LactoPro מסנchez את הערכים של כל חיליבנה ל-81 פרמטרים שניתן ליצא באמצעות CSV או Excel. כמו כן ניתן לשמור גם CSV.

